

Conditie




Flexineb® Medicatie Cup - Grijs (standaard)

Art.nr.: RP-01-Grey

74,95EUR / Unit

incl. 21% BTW plus [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 1-3 dagen



De Medicatie Cup is onderdeel van het Flexineb® E2 vernevelingssysteem. Medicijnen en natuurlijke therapieën worden in de Med Cup gedaan en omgezet in een fijne nevel voor inhalatie. De Med Cup is een vervangbaar onderdeel van het Flexineb® E2-systeem met een levensduur van ongeveer 150 doses, afhankelijk van het gebruikte medicijn en hoe goed het wordt onderhouden.

GRIJS:

Grijze medicatie cups zijn onze STANDAARD Cups en worden aanbevolen voor gebruik met de meeste therapieën en antibiotica zoals Gentamicin en Amikacin, Bronchodilators zoals Clenbuterol en Corticosteroïden zoals Dexamethasone. Ze bieden een standaard levertijd voor het vernevelen.

GROEN:

Groene medicatie cups worden aanbevolen voor gebruik met moeilijk te vernevelen / dikkere oplossingen, bijvoorbeeld: antibiotica zoals Cobactan®, Excenel® en R-Nystatine en natuurlijke therapieën zoals Balsamic Air. Deze zorgen voor een snellere levertijd voor het vernevelen op dunne vloeistoffen en een normale levertijd voor dikkere vloeistoffen.

BLAUW:

Blauwe medicatie cups worden aanbevolen voor gebruik met de natuurlijke therapie Nebulin voor een langzame levertijd voor het vernevelen.