

Conditie



Flexineb® Medicatie Cup - Groen

Art.nr.: RP-01-Green

74,95EUR / Unit

incl. 21% BTW plus [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 1-3 dagen



De Medicatie Cup is onderdeel van het Flexineb® vernevelingssysteem. Medicijnen en natuurlijke therapieën worden in de medicatiecup gedaan en omgezet in een fijne nevel voor inhalatie. De medicatiecup is een vervangbaar onderdeel van het Flexineb® systeem met een levensduur van ongeveer 100-150 keer vernevelen, afhankelijk van het gebruikte medicijn en hoe goed het wordt onderhouden. Na ieder gebruik de medicatiecup schoonmaken volgens protocol!

Bij de nieuwe Flexineb E3 kan alleen een standaard grijze medicatiecup gebruikt worden, de snelheid regel je met de controller!

GRIJS:

Grijze medicatie cups zijn onze STANDAARD Cups en worden aanbevolen voor gebruik met de meeste therapieën en antibiotica zoals Gentamicin en Amikacin, Bronchodilators zoals Clenbuterol en Corticosteroïden zoals Dexamethasone. Ze bieden een standaard levertijd voor het vernevelen.

GROEN:

Groene medicatie cups worden aanbevolen voor gebruik met moeilijk te vernevelen / dikkere oplossingen, bijvoorbeeld: antibiotica zoals Cobactan®, Excenel® en R-Nystatine en natuurlijke therapieën zoals Balsamic Air. Deze zorgen voor een snellere levertijd voor het vernevelen op dunne vloeistoffen en een normale levertijd voor dikkere vloeistoffen.

BLAUW:

Blauwe medicatie cups worden aanbevolen voor gebruik met de natuurlijke therapie Nebulin voor een langzame levertijd voor het vernevelen.