

## Conditie



## ~~Flexineb® MDI Systeem - Veulen Blauw (voor veulens en kleine ponies)~~

Art.nr.: FL-011



**455,00EUR** / Unit

incl. 21% BTW incl. [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

Levertijd: 5-7 dagen

Met het Flexineb E2 MDI-systeem kunnen humane Metered Dose Inhalers (MDI's) aan uw paard worden toegediend. Dit wordt bereikt door de aerosolhouder naar de zijkant te verplaatsen en de kleine MDI-vormige adapter te gebruiken om uw humane MDI aan te sluiten op de Flexineb om de puffjes/sprays toe te dienen zoals voorgeschreven door uw dierenarts. Dit is niet het volledige vernevelingssysteem, het MDI-systeem bevat geen elektronica waarmee u kunt vernevelen en is daarom alleen geschikt voor het toedienen van humane inhalers.