

Conditie



Flexineb® MDI Systeem - Groen (standaard masker)

Art.nr.: FL-015



420,00EUR / Unit

incl. 21% BTW incl. [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

Levertijd: 3-5 dagen

Met het Flexineb E2 MDI-systeem kunnen humane Metered Dose Inhalers (MDI's) aan uw paard worden toegediend. Dit wordt bereikt door de aerosolhouder naar de zijkant te verplaatsen en de kleine MDI-vormige adapter te gebruiken om uw humane MDI aan te sluiten op de Flexineb om de pufjes/sprays toe te dienen zoals voorgeschreven door uw dierenarts. Dit is niet het volledige vernevelingssysteem, het MDI-systeem bevat geen elektronica waarmee u kunt vernevelen en is daarom alleen geschikt voor het toedienen van humane inhalers.