

## Conditie



## Flexineb® E3 Compleet Systeem - Blauw (voor veulens en kleine pony)

Art.nr.: FL-303

### NIEUWJAARS AANBIEDING


**899,10EUR** / Unit

Our old price ~~999,00EUR~~ (U spaart 99,90EUR)

Het aanbod eindigt op 01/20/2021.

incl. 21% BTW incl. [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 3-5 dagen



### NIEUWE FUNCTIES VAN DE FLEXINEB E3:

- \* 3 verschillende snelheden die door de gebruiker te selecteren zijn op de controller
- \* detectie van droge medicatiecups
- \* verlengde automatische time-out naar 35 minuten
- \* software-upgrade mogelijk via USB
- \* geoptimaliseerde prestaties met verbeterde auto-tuning

### KLASSIEKE EIGENSCHAPPEN:

- \* stil en draagbaar
- \* snelle behandeling
- \* directe levering aan de longen

## Conditie

\* 6 uur batterijduur

\* gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren

---

De volgende intelligente generatie van de succesvolle inhalator voor paarden. Het volledig flexibele masker past zich goed aan het hoofd van het paard aan. Het geluid van de vernevelaar is praktisch onhoorbaar en daarom ideaal voor paarden die gevoelig zijn voor geluid.

### **Het complete systeem omvat:**

- stabiele transportbox,
- veulen/pony blauw masker,
- nieuwste besturingseenheid / controller incl. batterij,
- 2 medicatiecups,
- uitbreidingsunit voor 20 ml meer medicatie,
- MDI adapter voor pompsprays,
- voedingskabel,
- 500 ml gedestilleerd water (voor het reinigen van de vernevelaar),
- 500 ml zoutoplossing 0,9%.

De medicatiecup is, naast de batterij, een slijtgedeelte en moet steeds worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid verneveling en de frequentie van inademing.

*Dierenartsen, veterinaire praktijken en veterinaire studenten ontvangen speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact met ons op.*