

Conditie



Flexineb® E3 Controller, incl. batterij

Art.nr.: RP-E3

319,00EUR / Unit

incl. 21% BTW incl. [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 3-5 dagen



Flexineb E3 is een nieuwe en verbeterde versie van Flexineb! Kenmerken zijn onder meer een rode LED-indicator dat uw batterij bijna leeg is. Langere batterijduur tussen oplaadbeurten (doorgaans 6 uur). Automatische afstemming voor alle soorten medicatie-cups.

We hebben een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in zowel functies als ontwerp in Flexineb E3, wat uw gebruikerservaring nog verder verbetert.

3 afzonderlijke gebruikersprogramma's - waardoor de prestaties kunnen worden versneld

6+ uur batterijduur - nog draagbaarder!

Detectie aan het einde van de behandeling - Bescherm uw medicatie-cup door deze uit te schakelen wanneer deze droog is

35 minuten uitschakelfunctie - voor levering van 30 ml indien nodig

Mogelijkheid tot software-upgrade - Als we updates maken, waar ter wereld u ook bent !!

Verbeterde prestaties via nieuw softwarealgoritme - Langere batterijduur en algehele verbeterde ervaring!