

## Conditie



### Flexineb® MDI Adapter - Pomspray adapter


---

Art.nr.: RP-09

**17,99EUR** / Unit

incl. 21% BTW plus [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 1-3 dagen



Adapter voor de toepassing van medicijnen, die alleen verkrijgbaar zijn in de vorm van pomsprays / dosisinhalatoren. Het wordt ingebracht in de bovenkant van de aerosolkamer. De aerosolkamer moet opzij worden gezet voor gebruik met pomsprays / dosisinhalatoren.